

Ligero. Protección Comprobada.







# PROTECCIÓN DE RADIACIÓN Calidad en la que puedes confiar

Lite tech, inc. fue fundada en 1992, con la adquisición del negocio y tecnología patentada XENOLITE de DuPont.

nuestros productos se desarrollan a partir de la tecnología de larga data de DuPont y la reputación de innovación ligera, ecológica y de protección radiológica.

Con sede central cerca de Filadelfia, Lite Tech es el único fabricante de protección de rayos X completamente integrado con un laboratorio interno de R&D, ingenieros y representación ANSI en el comité IEC.

Lite Tech produce su propio material de núcleo / hoja patentado, que brinda un mayor control sobre la calidad y el cumplimiento de las normas. Los productos XENOLITE están respaldados por un proceso de prueba exhaustivo y vigoroso que cumple con la estricta norma mundial IEC 61331-1:2014 y cumple con las regulaciones (UE) 2016/425.

Primero en producir material liviano, primero en fabricar una opción sin plomo, y primero con tecnología de doble capa, Lite Tech ha desarrollado y continúa desarrollando una capacidad de punta sin igual en las ciencias combinadas de la física de radiación y el procesamiento complejo de plásticos altamente llenos.

XENOLITE fue el primer material de protección de rayos X compuesto, ligero, de múltiples elementos y del mundo, diseñado para reemplazar el plomo-vinilo, al tiempo que ofrece una reducción de peso significativa.

Los productos Lite Tech se venden en más de 24 países y en cada interacción con cada uno de nuestros clientes, demostramos nuestro compromiso de ofrecer los productos más innovadores con los más altos estándares de calidad y cumplimiento.

#### Material del Núcleo

XENOLITE® 300 Strata+ Un material ligero y sin plomo con tecnología de protección contra la radiación de doble capa. XENOLITE Strata cumple totalmente con la normativa (UE) 2016/425, es reciclable y seguro para su eliminación no peligrosa. CÓDIGO DE PRODUCTO NÚMERO 15 300

#### **Especificaciones:**

Protección: 0.50, 0.35 and 0.25 mm Pb equivalencia\*

Peso: 5.75 kg/sq m (0.50 mm Pb)

	50 kV	70 kV	90 kV	110 kV
0.50mm Pb	0.4%	0.9%	3.3%	5.3%
0.35mm Pb	0.9%	2.2%	6.0%	9.2%
0.25mm Pb	2.5%	4.4%	9.9%	14.4%

<sup>\*</sup>Test Method: IEC 61331-1:2014 (BBG); 60/70/90/110 kV

**EVAL 900-Pb** Un material 100% a base de plomo. EVAL se utiliza para productos de bajo costo y no sensibles al peso, así como para aplicaciones de radiación gamma (medicina nuclear). Este material también se utiliza para procedimientos de rayos X (asistencia CT, tórax) de más de 120 kV.

EL NÚMERO DE CÓDIGO DE PRODUCTO ES 900

#### Colores y personalización

Lite Tech ofrece una amplia gama de colores y telas para sus delantales XENOLITE. Para ver la selección completa de opciones de tela, visite www.xenolitexray.com. Todos los pedidos están hechos a medida y se pueden bordar con su logotipo o monograma.



#### Delantales Chaleco/Falda

Todos los delantales de chaleco / falda XENOLITE crean una distribución de peso máxima entre los hombros y las caderas que elimina el estrés en la parte superior e inferior de la espalda.

Los delantales de chaleco / falda también brindan una mayor flexibilidad al usuario con respecto a sentarse, agacharse o agacharse. La falda está diseñada para una superposición completa para proporcionar la máxima protección.

Los tamaños de chaleco / falda se pueden mezclar para proporcionar la máxima comodidad y ajuste

Todos los delantales de chaleco / falda vienen con características estándar:

- Hombreras.
- Bolsillos en chaleco y falda.
- Lazos colgantes en la falda.

Para determinar el tamaño, consulte la página 15.



ITEM: 320VS

#### Chaleco alivio de peso -Delantal falda


- El panel frontal de una sola pieza hace que este modelo sea extremadamente ligero.
- Cierre de velcro en el lado derecho y el hombro derecho del chaleco.
- Tallas unisex

ITEM: 330VS

#### Delantal chaleco / falda

- El diseño original en protección envolvente.
- Los paneles superpuestos en el chaleco permiten una mayor protección, así como un mayor ajuste.
- Tamaños masculinos y femeninos





#### ITEM:325VS

#### Chaleco superpuesto completo -Delantal falda

- Los paneles frontales superpuestos permiten la reducción de peso y la máxima protección.
- El panel frontal se cierra en el lado derecho y el hombro derecho con velcro.
- Tamaños masculinos y femeninos

ITEM: 335VS

## Chaleco elástico protector de espalda / Delantal falda

- Las correas elásticas de velcro se cruzan en la parte inferior de la espalda para proporcionar un excelente soporte lumbar.
- Elimina peso sobre los hombros.
- Cierre de velcro en el hombro izquierdo.
- Tamaños masculinos y femeninos.



## **Delantales Completos**

XENOLITE delantal completo ofrece la máxima protección con una comodidad superior y están diseñados para ayudar a reducir el estrés en la parte superior de la espalda durante procedimientos largos.

Todos los delantales Wrap vienen con características estándar:

- Hombreras.
- Bolsillo.
- El cinturón elástico ajustable de 7 "(18 cm) viene de serie con el delantal de procedimiento especial (6201/7201/8201) y el delantal de envoltura (6250/7250/8250).

Para determinar el tamaño, consulte la página 15.



**ITEM: 3200TS** 

#### Delantal estilo Tabard

- El hombro derecho y el cierre de velcro lateral permiten un fácil acceso.
- El diseño simple de una sola pieza hace que este modelo sea extremadamente ligero.
- Tallas unisex.

ITEM: 3201

#### Delantal Procedimiento Especial

- Paneles superpuestos para mayor protección y ajuste.
- El cinturón elástico ajustable de 7 " (18 cm) distribuye el peso en las caderas y los hombros.
- Las costuras laterales con velcro permiten la separación al doblarse o sentarse sin comprometer la protección.
- Tamaños masculinos y femeninos





ITEM: 3240

#### Delantal Espalda Diamante

- Abertura envolvente de una pieza en la parte posterior con soporte lumbar adjunto.
- Superposición frontal eliminada para un peso más ligero.
- Tamaños masculinos y femeninos

ITEM: 3320

# Delantal de cierre completo de liberación rápida

Desgastado sobre el traje de matorral y debajo del O.R. bata para remoción rápida sin romper el campo estéril después de completar los procedimientos de rayos X

• Tallas unisex

## ITEM: 3250 Delantal Envoltura

- Los paneles frontales completos y superpuestos permiten la reducción de peso y la máxima protección.
- El panel frontal se cierra en el lado derecho y el hombro derecho con velcro.
- El cinturón elástico ajustable de 7 "(18 cm) distribuye el peso en las caderas y los hombros.
- Tamaños masculinos y femeninos





Todos los delantales frontales XENOLITE permiten libertad de movimiento, máxima flexibilidad y comodidad óptima.

El diseño de espalda abierta hace que todos estos delantales sean excepcionalmente ligeros.

Todos los delantales frontales vienen con características estándar:

- Hombreras.
- Bolsillo.
- Tamaños masculinos / femeninos.

Para determinar el tamaño, consulte la página 15.



Delantal Lengüeta elástica

- Las pestañas elásticas permiten un ajuste cómodo alrededor de la cintura.
- Reduce el estrés del hombro.
- El diseño que abraza el cuerpo cambia el peso de los hombros a la cintura

Delantal
Peso Ajustable

- El diseño cruzado del hombro mantiene el delantal en su lugar cuando se dobla o se inclina.
- Las pestañas de velcro hacen que sea fácil de poner y quitar. Reduce el agrupamiento en la espalda y en los hombros.
- Cierre opcional con correa de velcro y / o paneles traseros elásticos integrados de 6 ".





#### ITEM: 310K

#### Delantal de Respaldo

- El diseño único distribuye el peso entre los hombros y la parte inferior del cuerpo.
- El cinturón de soporte elástico ajustable de 7 "(18 cm) ofrece un mayor soporte para la parte baja de la espalda.
- El cinturón se sujeta al costado con un llavero.
- Cierre de velcro en los hombros.

# ITEM: 310R Delantal liberación de hombro

- Entrecruzado, espalda elástica proporciona una mayor distribución de peso.
- Las lengüetas de velcro en los hombros y la cintura permiten una extracción rápida.



Todos los delantales frontales XENOLITE permiten libertad de movimiento, máxima flexibilidad y comodidad óptima.

El diseño de espalda abierta hace que todos estos delantales sean excepcionalmente ligeros.

Todos los delantales frontales vienen con características estándar:

- Hombreras.
- Bolsillo.
- Tamaños masculinos / femeninos.

Para determinar el tamaño, consulte la página 15.



## ITEM: 310NV Delantal sin Velcro

- Las lengüetas elásticas de 3 "(7,5 cm) de ancho permiten un ajuste cómodo alrededor de la cintura con cierre de hebilla.
- El diseño que abraza el cuerpo cambia el peso de los hombros a la cintura



#### ITEM: 310B

#### Delantal Hebilla

- Cuenta con una correa de cintura ajustable de 2 "(5 cm) de ancho con hebilla.
- Cierre de velcro en los hombros.
- Cierre opcional con correa de velcro y / o paneles traseros elásticos de 6 ".





ITEM: 310Q

rayos X

Delantal O.R. Caida Rápida

#### ITEM: 310S Delantal Correa

- Cuenta con un cierre de correa de algodón con doble costura para mayor durabilidad.
- Cierre de velcro en los hombros.





#### Accesorios







ITEM: 340H

#### **Delantales**

Sistema de cierre de velcro; 0,50 mm Pb equivalencia



Item	Medida U.S.	Medida Metrica
X40H-1	8x10"	20x25
X40H-2	12x14"	30x35
X40H-3	16x18"	40x45
X40H-4	18x24"	45x60
340H-5	Set of 3 8x10" 12x14" 16x18"	Set of 3 20x25 30x35 40x45













#### Gafas protectoras

Todos los vidrios están hechos con vidrio SCHOTT de la más alta calidad y ofrecen una equivalencia de plomo de .75 mm.

La mayoría de los estilos están disponibles en recetas individuales, bifocales y progresivas.



#### ITEM: LT100 Ultralite

Fabricado en nylon liviano y diseñado para proporcionar protección para toda el área de los ojos. El frente curvo y la barra de la sien con puntas de goma permiten un ajuste seguro y cerrado. Disponible en negro, plata, rojo y gris carbón.

Peso: 58 gramos



#### ITEM: LT300 Astro

Estos marcos de seguridad flexibles se pueden ajustar para un ajuste más personalizado. La parte frontal del marco se ajusta perfectamente a la frente para ayudar a aliviar la acumulación de líquido en los ojos. Peso: 75 gramos



#### ITEM: LT400 Fitover

El Fitover está diseñado para usarse sobre anteojos recetados. El marco de gran tamaño ofrece una excelente protección y una gran área de visualización. Peso: 92 gramos



#### **ІТЕМ: LT500 Maxi**

El Maxi es un poco más pequeño que el Ultralite e incluye un puente nasal de goma suave para mayor comodidad. Disponible en negro, plata, rojo y azul marino.

Peso: 63 gramos



#### ITEM: LT5050 Wrap

Un marco de nylon ligero y envolvente con una pieza de nariz ajustable incorporada para distribuir el peso uniformemente sobre la nariz. Los auriculares están unidos por bisagras de resorte diseñadas para soportar los rigores del uso hospitalario.

Peso: 85 gramos



#### ITEM: LT600 MetalFlex

Estos marcos están construidos con electrochapa metálica de base de acero óptico. Cada par está hecho con una almohadilla nasal de silicona antideslizante ajustable para una máxima comodidad.

Peso: 62 gramos



#### ITEM: LT1300 Flow

Las gafas de radiación Flow Frame son elegantes gafas de radiación envolventes construidas con nylon TR-90 de alto impacto que cuentan con un inserto de espuma de goma extraíble con puertos de ventilación que reducen la niebla. Disponible en negro.

Peso: 79 gramos



#### ITEM: LT1600 Edge

Las gafas de protección radiológica Edge Frame cuentan con un ajuste envolvente cómodo con lentes de forma única que proporcionan una visibilidad óptima. Disponible en negro y azul.

Peso: 70 gramos.



#### ITEM: LT1900 Contour

Contour: las gafas protectoras de rayos X con montura presentan un marco envolvente con una pieza nasal de goma y empuñaduras antideslizantes para las patillas para un ajuste seguro y cómodo. Disponible en negro.

Peso: 84 gramos

#### Medidas U.S.

TAMAÑO CHALECO	WxL	TAMAÑO DE TRAJE	TAMAÑO DE VESTIDO	PECHO	ALTURA
X-Small	20x20"	34-35	2-4	32/33"	5'8"
Small	21x21"	36-37	6-8	34/35"	5'8"
Medium	22x22"	38-40	10-12	36/39"	5'10"
Large	23x23"	42-44	14-16	40/42"	6'0"
X-Large	24x24"	46-48	18-20	44/46"	6'2"
XX-Large	25x25"	50-52	22-24	48/50"	6'3"

TAMAÑO DE FALDA	WxL	TAMAÑO DE TRAJE	TAMAÑO DE VESTIDO	CINTURA	CADERA
X-Small	24x19"	34-35	2	21/24"	30"
Small	28×20"	36-37	4-10	25/28"	34"
Medium	32x21"	38-40	10-14	29/32"	38"
Large	36x22"	42-44	16-18	33/36"	42"
X-Large	40x23"	46-48	20-22	37/40"	46"
XX-Large	44x24"	50-52	24-26	41/44"	50"

TAMAÑO DE ENVOLTURA	WxL	TAMAÑO DE TRAJE	TAMAÑO DE VESTIDO	PECHO	ALTURA
X-Small	20x34"	34-35	2-4	32/33"	5′6″
Small	21x36"	36-37	6-8	34/35"	5'8"
Medium	22x38"	38-40	10-12	36/39"	6'0"
Tall-Medium	22x40"	38-40T	10-12	36/39"	6′0″
Large	23x40"	42-44	14-16	40/42"	6′0″
Tall-Large	23x43"	42-44T	14-16	40/42"	6'3"
X-Large	24×40"	46-48	18-20	44/46"	6′0″
XX-Large	25x42"	50-52	22-24	48/50"	6'2"

TAMAÑO DELANTAL FRONTAL PARA HOMBRE	WxL	TAMAÑO DE TRAJE	PECHO	ALTURA
Small	24x36"	36-37	34/35"	5'8"
Medium	24x38"	38-40	36/39"	6′0″
Large	24x40"	42-44	40/42"	6′0″
Tall-Large	24x43"	42-44T	40/42"	6'3"
X-Large	25x40"	46-47	44/45"	6′0″
XX-Large	26x42	48-50	46/48"	6'2"

TAMAÑO DELANTAL FRONTAL PARA MUJER	WxL	TAMAÑO DE TRAJE	PECHO	ALTURA
X-Small	20x34"	2-4	32/33"	5'6"
Small	22x34"	4-6	34/35"	5'6"
Medium	22x36"	8-10	36/39"	5'8"
Tall-Medium	22x40"	8-10	36/39"	6′0″
Large	24×40"	14-16	40/42"	6′0″
X-Large	25×40"	18-20	43/46"	6′1″

#### Medidas Métricas

44	34-36	80-84 cm
46	36-38	85-90 cm
48-50	38-40	91-98 cm
52-54	42-46	99-107 cm
56	48-50	108-115 cm
58	52	116-130 cm
	56	56 48-50

NOTE: Specify male or female

TAMAÑO DE FALDA LENGTHS 50 / 55	W (cm)	TAMAÑO DE TRAJE	TAMAÑO DE VESTIDO	CINTURA	CADERA
X-Small	61	44	34-36	53-62 cm	77 cm
Small	71	46	36-38	63-72 cm	87 cm
Medium	81	48-50	38-40	73-82 cm	97 cm
Large	91	52-54	42-44	83-92 cm	107 cm
X-Large	101	56	46-48	93-102 cm	117 cm
XX-Large	112	58	50-52	103-112 cm	127 cm

TAMAÑO DE ENVOLTURA LENGTHS 95 / 100	W (cm)	TAMAÑO DE TRAJE	TAMAÑO DE VESTIDO	PECHO
X-Small	51	44	34-36	80-84

LENGTHS 95 / 100 / 105 / 110 / 115 / 120							
X-Small	51	44	34-36	80-84 cm	77 cm		
Small	53	46	36-38	85-90 cm	87 cm		
Medium	55	48-50	38-40	91-96 cm	97 cm		
Large	58	52-54	42-44	99-107 cm	107 cm		
X-Large	61	56	46-48	108-115 cm	117 cm		
XX-Large	63	58-60	50-52	116-130 cm	127 cm		

CADERA


NOTE: Specify male or female

TAMAÑO DELANTAL FRONTAL PARA HOMBRE	El			
LENGTHS 100 / 105 / 110 / 115 / 120	W (cm)	TRAJE	TRAJE	PECHO
Small	61	46	36	86-90 cm
Medium	61	48-50	38-40	91-98 cm
Large	61	52-54	42-44	99-107 cm
X-Large	63	56-58	44-48	108-115 cm
XX-Large	66	58-62	48-54	116-130 cm

EURO TAMAÑO UK TAMAÑO			
W (cm)	TRAJE	TRAJE	PECHO
51	34-36	6-8	80-84 cm
56	36-38	10-12	85-89 cm
56	40-42	14-16	90-94 cm
61	42-44	18-20	95-107 cm
63	46-50	20-22	108-115 cm
	W (cm) 51 56 56 61	W (cm) TRAJE 51 34-36 56 36-38 56 40-42 61 42-44	W (cm)         TRAJE         TRAJE           51         34-36         6-8           56         36-38         10-12           56         40-42         14-16           61         42-44         18-20

## Medidas?

Antes de realizar un pedido, tome medidas del cuerpo. Use una cinta métrica de tela para obtener mediciones precisas.



Para obtener más información y ver un video sobre el tamaño, visite **xenolitexray.com** 



Calle 85 No. 16 - 28 Oficina 302 Bogotá, Colombia T: (+57 1) 755 2904

